

EFFITAB[®]

Řešení pro čistou vodu

1 tableta:
1 m³
vody

Udržuje
pitnou vodu
bez patogenů



DOSING PUMP SETTINGS	CONCENTRATED SOLUTION	EFFITAB TABLETS
0.10 %	10 L	10
0.20 %		5
0.50 %		2
1.00 %		1

CHARAKTERISTIKA

Effitab[®] je efervescentní tableta obsahující 60% NaDCC (troklosenu sodného) určeného pro desinfekci pitné vody pro všechny druhy zvířat: drůbež, prasata, krávy, ovce, králíky, koně, malá zvířata atd.

- Jednoduchá manipulace a použití: 1 tableta na 1 000 l vody
- Tablety s dlouhou dobou uvolňování
- Vynikající stabilita
- Úplná, rychlá a homogenní rozpustnost

APLIKACE




Napáječka



Nádrž na vodu



Dávkovací čerpadlo



ÚČINNOST

- Baktericidní, virucidní*
- Kontrola biofilmu

EFFITAB®

Řešení pro čistou vodu

Použití	Cíl	Kmeny	Podmínky	Dávka	Ředění
Desinfekce vody	Baktericidní	<i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Salmonella enterica</i>	10 °C - 25 min	1 tableta / m ³	5 ppm aktivního chlóru
	Virucidní	Aviární influenza PED (prasečí epidemický průjem)	10 °C - 25 min		

* Podle adaptace metody UBA „Kvantitativní stanovení účinnosti dezinfekčních prostředků na pitnou vodu“.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Effitab® je plně účinný za následujících podmínek:

Pro jakýkoliv druh připravte roztok s obsahem 5 ppm aktivního chlóru.

5 ppm aktivního chlóru: 1 tableta na 1 000 L pitné vody.

- **Napáječka:** (vystavení UV, prachu, organickým látkám) obnovte desinfekci když hladina aktivního chlóru klesne pod 1 ppm anebo se objeví zákal.
- **Nádrž na vodu:** zkontrolujte koncentraci aktivního chlóru nejméně jednou za týden; obnovte celý roztok když obsah aktivního chlóru klesne pod 1 ppm.
- **Dávkovací čerpadlo:** připravte koncentrovaný roztok podle nastavení čerpadla.

Nastavení dávkovacího čerpadla	Koncentrovaný roztok	Effitab® tablety	Množství ošetřené vody
0.10 %	10 L	10	10 m ³
0.20 %		5	5 m ³
0.50 %		2	2 m ³
1.00 %		1	1 m ³

- Přizpůsobte objem zásobního roztoku spotřebě farmy.
- Počkejte 15 minut na úplné rozpuštění a před cirkulací ve vodním okruhu homogenizujte.
- Optimální hodnota v místě spotřeby by se měla pohybovat mezi 1 a 3 ppm volného chlóru.
- Koncentrovaný roztok lze uchovávat po dobu 7 až 10 dnů v uzavřené nádobě mimo dosah světla a mrazu.

Upozornění:

Přestaňte používat **Effitab®** a zkontrolujte nepřítomnost volného chlóru v pitné vodě před vakcinací nebo jinou medikací vody.

ZAŘAZENÍ

Biocid PT5.

Pouze pro odborné použití. Biocidy používejte opatrně.

Před každým použitím si přečtěte bezpečnostní list a etiketu.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ / BALENÍ

- Uchovávejte na chladném suchém místě v původním uzavřeném obalu mimo dosah světla.
- V původním obalu lze skladovat 3 roky.

Effitab® se dodává v balení 60 tablet.

DODÁVÁ:

BIOFERM®

BIOFERM CZ, spol. s r.o.

Banskobystrická 55, 621 00 Brno, tel: +420 541 422 550, bioferm.cz@bioferm.com, www.bioferm.com

VYRÁBÍ:

HUVEPHARMA®